# Fertigungsanweisung



Baak ESD Orthostep+ medic orthopädisch anpassbar nach DGUV 112-191 + ÖNorm Z 1259

Diese Fertigungsanweisung definiert die Arbeitsschritte und Materialien, die bei der orthopädischen Anpassung der Einlegesohle **Baak ESD Orthostep+ medic** zu beachten und zu verwenden sind. Die Anweisung ist zwingend zu befolgen, um die Konformität zur EU-Baumusterprüfbescheinigung auch nach der Bearbeitung der Einlegesohle und deren Nutzung im Baak Sicherheitsschuh weiter zu gewährleisten. Bei Nichtbeachtung erlischt die Gültigkeit der EU-Baumusterprüfbescheinigung.


### **ZU VERWENDEN BEI:**

Die Einlegesohle **Baak ESD Orthostep+ medic** eignet sich besonders für orthopädische Anpassungen, wie z.B. Senk-Spreizfuß, Ballen Hohlfuß, Morbus Ledderhose, Fersensporn, Plantarfasziitis, Metatarsalgie, Achillodynie sowie Knie- und Rückenbeschwerden nach Verordnung des Arztes. Die Einlage ist auch nach der Anpassung leitfähig und somit auch die optimale Lösung für viele Baak-ESD-Schuhe.

## ARBEITSSCHRITTE UND MATERIALIEN

- Basis ist ein Baak-Sicherheitsschuh, der mit der Einlegesohle Baak ESD Orthostep+ medic bzw. dem Plattenmaterial zertifiziert ist.
  Eine stets aktualisierte Übersichtsliste, welche Modelle dies sind, findet ihr unter baak.de
  Das Plattenmaterial ist bei Ihrem Baak-Händler oder bei Baak direkt beziehbar.
- Für den Aufbau der Einlegesohle darf nur ein EVA Material der Firma Nora (Lunasoft) verwendet werden, das einer Shorehärte von 40 Shore A bis 50 Shore A entspricht. Es muss dabei nicht antistatisch sein.
  - Für geringfügige Belastungen empfehlen wir die weichere Komponente EVA 40 Shore A, bei größeren Belastungen EVA 50 Shore A.
- Der zu verwendender Klebstoff ist im Fachhandel zu beziehen.
- Dringend zu beachten:

Im Vorfußbereich, darf die Höhe von 3 mm nicht überschritten werden. Da das Plattenmaterial über eine Stärke von 4 mm verfügt, muss über den gesamten Schutzkappenbereich ausgedünnt werden, sodass die Mindesthöhe von 3 mm nicht überschritten wird. Der Vorfußbereich darf, von der Ballenlinie ab, nicht mit Weichschaum Material abgedeckt werden, damit die ESD Leitfähigkeit (Kontakt Fußbett zur Brandsohle) ungehindert ist.





Artikel 4653 Baak ESD Orthostep+ medic (unbearbeitet)

# Ö-NORM Z 1259

Für den österreichischen Markt regelt die Ö-Norm Z1259 die Einlagenversorgung. Hier gelten die gleichen Regeln, es ist jedoch zwingend eine Rutschhemmung SRC nach EN ISO 20345 vorgeschrieben. Dies ist bei fast allen Baak-Artikeln der Fall. Welche Modelle für die Anpassung der Einlegesohle **Baak ESD Orthostep+ medic zertifiziert** sind, findet ihr auf baak.de

Einlegesohle Baak ESD Orthostep+ medic (orthopädisch verändert)

## KENNZEICHNUNG

Die orthopädische Veränderung ist im Schuh unterhalb der orthopädischen Einlage entsprechend durch das verändernde Organ (Orthopädieschuhmacher/In) zu kennzeichnen:

- · mit der Artikelnummer des Baak Sicherheitsschuhs
- · mit Name des Herstellers (Name des Orthopädiebetriebes)

#### Baak.de